



Best.-Nr.: 177 112
EAN: 4013207177129

Produkt-Bezeichnung:

EKASTU-Augenspülflasche MINI-ECO mit Trichter, 200 ml FD

Die EKASTU Augenspülflaschen werden gemäß DIN EN 15154-4 hergestellt und stellen ein Medizinprodukt der Klasse I, gemäß Verordnung (EU) 2017/745, dar.



BESCHREIBUNG

Die ersten Sekunden nach einem Unfall, bei dem die Augen gefährlichen Substanzen ausgesetzt waren, sind entscheidend, um die Verletzung möglichst gering zu halten. Augenduschen ohne Wasseranschluss (Augenspülflaschen) sind konstruiert und vorgesehen, um in unmittelbarer Nähe von Personen in potenziell gefährlichen Arbeitsbereichen gehalten zu werden. Die Hauptaufgabe dieser Geräte ist die Erste-Hilfe-Versorgung

HAUPTEIGENSCHAFTEN

Trichterdeckel

Trichter

Augenspülflasche mini (ca. 200 ml.)



PIKTOGRAMM-DEFINITION

- Nicht zur Wiederverwendung



- Informationsbroschüre beachten



- Ersetzt das Wort „Artikelnummer“



- Medizinprodukt



- Chargenbezeichnung



- Pharmazentralnummer



- Einmalige Produktkennung



- Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen



- Temperaturbereich der Lagerbedingungen



- Verwendbar bis



- Inhalt bei beschädigter Verpackung (Flasche) nicht verwenden



- CE-Kennzeichnung



- Hersteller



MATERIALIEN

Die verwendeten Werkstoffe sind hautverträglich und haben deshalb keine negativen Auswirkungen auf die Gesundheit

- Flasche: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)
- Trichter: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE)
- Trichterdeckel: Polyethylen mit geringer Dichte (LDPE)

GEWICHT

- ca.: 245 g

KENNZEICHNUNG

- Markenzeichen des Herstellers (LOGO)
- Hersteller/-adresse
- CH-REP
- Produkt-Bezeichnung/Artikelnummer
- gültige Norm
- Informationsbroschüre des Herstellers beachten
- LOT-Nr.
- PZN-Nr.
- Ende der Lagerfähigkeit (MM/YYYY)
- CE-Kennzeichnung
- Lagerbedingungen
- Medizinprodukt
- UDI-Kennzeichnung

HANDHABUNG

- Augenspülflasche erst unmittelbar vor Gebrauch öffnen
- Gemäß Informationsbroschüre des Herstellers einsetzen

LAGERUNG UND HALTBARKEIT

- Vor Sonneneinstrahlung, Chemikalieneinwirkung, Hitze und Kälte schützen
- Die jeweilige Lagerzeitbegrenzung für fabrikneue verschlossene Augenspülflaschen, unter der Voraussetzung sachgemäßer Lagerung, ist auf den Augenspülflaschen angegeben
- Die Augenspülflasche ist in regelmäßigen Abständen einer Sichtkontrolle zu unterziehen
- Bereits geöffnete und beschädigte Augenspülflaschen dürfen nicht verwendet werden

ZERTIFIZIERUNGEN

- Die Augenspülflasche ist nach DIN EN 15154-4 hergestellt

VERWENDERHINWEISE

Die EKASTU Safety GmbH garantiert die angegebene Leistung nach Klasse und Typ. Es ist zu beachten, dass Labortestwerte erheblich von denen in der Praxis abweichen können. Der Verwender muss alle Gebrauchsinformationen lesen und verstehen. Benutzen Sie die Augenspülflasche ausschließlich gemäß der Informationsbroschüre, den jeweils geltenden gesetzlichen Regeln und den Sicherheitsvorschriften der Berufsgenossenschaften z.B. DGUV Information 204-022 Erste Hilfe im Betrieb

TD 177 112_01-05.25